

Lorsque je peux me concentrer sur mon travail plutôt que sur mon audition, je profite de la vie.

Communiquer

Notre espace de travail peut aujourd'hui représenter un environnement d'écoute complexe. Pourtant, c'est là que la communication est la plus importante pour réussir.

Participer

Lorsque vous avez une perte auditive, vous devenez maître dans l'art de contourner les situations auditives complexes. Mais cela peut prendre beaucoup de temps, être très exigeant émotionnellement et cela limite souvent votre capacité à participer et à engager des conversations avec vos collègues.

Contribuer

Vous pouvez utiliser les microphones Roger sans fil avec des aides auditives modernes, une solution qui améliore vos performances et vous permet d'interagir plus facilement au travail.

Nouvelle technologie MultiBeam révolutionnaire

Roger Select et Roger Table Mic II sont équipés de la technologie MultiBeam.

Grâce à plusieurs microphones tournés dans six directions, la parole est calculée et comparée sur un rayon à 360°. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr



Solutions sans fil Roger™ au travail

Comblent le manque de compréhension

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites. La gamme Roger se compose de microphones sans fil et de récepteurs. Ils captent la voix de l'orateur et la transmettent aux récepteurs connectés à vos aides auditives, afin de vous permettre d'entendre clairement ce qui se dit à distance et dans le bruit.

Microphones Roger



Roger Table Mic II

Conçus pour les réunions, plusieurs microphones peuvent être connectés pour couvrir des réunions en grand groupe.



Roger Select™

Un microphone polyvalent qui sélectionne automatiquement la personne qui parle et qui est équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques.



Roger Pen™

Un microphone pratique au design portable équipé de Bluetooth pour les appels téléphoniques.

Récepteurs Roger



Roger intégré au design

À fixer aux aides auditives Phonak et à certains implants.



Roger X

Récepteur miniature universel.




Roger MyLink

Récepteur collier inductif pour aides auditives ou implants avec une bobine d'induction.

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Réunions en petit groupe




Les réunions en petit groupe peuvent être difficiles pour les personnes portant des aides auditives. Placez un microphone de table sur la table de réunion et vous entendrez mieux vos collègues.

Réunions en grand groupe



Lors de réunions en grand groupe, plusieurs Roger Table Mic II seront d'une grande efficacité pour capter toutes les voix.


Réunions avec conférencier



Si le conférencier porte un microphone Roger qui fonctionne avec un microphone de table, vous pouvez entendre clairement ce que disent tous les participants.


Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous aider à surmonter les obstacles de communication :

Conversations en tête-à-tête dans le bruit




Lorsqu'il y a un bruit perturbateur autour de vous, accrochez un microphone Roger autour du cou de votre collègue ou sur son col.

Multimédia



Les vidéoconférences et les appels par internet sont couramment utilisés au travail. Connectez simplement votre microphone Roger en utilisant le câble audio.

Appels



En connectant Roger Pen ou Roger Select à votre téléphone par Bluetooth, vous pouvez passer vos appels directement depuis votre aide auditive ou votre implant.